

# Bruksanvisning

**mezzo vario**



 REINECKER



# **Konformitätserklärung**

# **Declaration of conformity**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
*We declare under our sole responsibility that the product*

## **mezzo vario**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder  
normativen Dokumenten übereinstimmt.  
*to which this declaration relates is in conformity with the following directives.*

Es entspricht damit den Bestimmungen der folgenden Richtlinie:  
*It corresponds to the rules of the following directives:*

**Richtlinie 93/42/EWG**  
**des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte**  
**Klasse I nach Anhang VII**

**Council directive 93/42/EEC**  
**of 14th June 1993 concerning medical devices**  
**Class I / Annexe VII**

Die CE– Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung.  
*The CE mark on the system points out this accordance.*

Alsbach-Hähnlein,

**15.10.2014**

.....  
Ort und Datum der Ausstellung  
*Place and date of issue*

M. Reinecker Geschäftsführer  
*M. Reinecker General Manager*

  
.....  
Name und Unterschrift des Befugten  
*Name and signature of the authorized person*

# Innehåll

<b>I. Allmän information</b> .....	6
Information om (EMC) .....	6
Produktbeskrivning .....	6
Medicintekniskt hjälpmedel .....	6
Syfte .....	6
Säkerhets föreskrifter .....	7
Försiktighets åtgärder för prestanda av systemet .....	7
Installation.....	7
Återvinning.....	7
Säkerhetsinstruktioner .....	7
Leveransinnehåll.....	8
Tillval .....	8
Service anvisningar .....	8
Skötsel/Rengöring.....	8
Rekonditionering.....	8
Allergiframkallande material.....	8
<b>II. Instruktioner för läskamera systemet mezzo vario</b> .....	9
innehåll .....	10
Installation av system .....	10
Inkopplingar .....	11
Monitors rörelse .....	12
Beskrivning av Kontroller .....	13
Kontroll panel basplattan.....	13
Av/På (power).....	13
Belysning På/Av/Dimmer .....	13
Indikator för laddningsbart batteri.....	13
Kontroll panel monitor.....	14
Vänster knapp .....	14
Färgläge val .....	14
Meny val Av/På .....	14
Mitten knappen .....	14
Förstoring.....	14
Autofokus Av/på.....	15
Överblicks läge (Sök kors) .....	15
Höger knapp .....	15
Automatisk färg mättnad .....	15
Kontrast/Ljus.....	15
Kuliss och referenslinje .....	15
Starta Mezzo Vario.....	15
Huvud funktioner.....	16
På .....	16
Av .....	16
Minne för inställningar.....	16

Byte av belysning.....	16
Mobilt / batteri .....	16
Handhavande av laddningsbart batteri.....	16
Byte av laddningsbart batteri .....	16
Användning av batteri .....	17
Batteri laddning.....	17
Användningstid av fullt laddat batteri .....	17
Ansvar för fel på batteri.....	17
Beskrivning av meny.....	18
Meny val .....	18
Ändra meny inställningar .....	19
Genomgång av meny innehåll .....	19
Meny inställningar.....	19
Felsöknings dokumentation - Om problem uppstår .....	23
Teknisk information - fakta .....	23
Garanti information .....	23
Noteringar.....	24

## **I. Allmän information**

Viktig information om läskamerasystem mezzo vario .

Läs igenom noga före användande av kamerasystemet.

### **Anmärkningar om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)**

Detta kamerasystem lämpar sig för användning till alla områden som är direkt anslutna till ett allmänt strömförsörjningsnät för byggnader med bostadsändamål.

Detta kamerasystem är utformat för att använda systemet i den angivna elektromagnetiska miljön. Brukaren av kamerasystemet ska se till att användas i den angivna miljön.

Detta kamerasystem fungerar på HF-energi uteslutande för sin egen funktion. De emitterade störningar av hög frekvens störningar är mycket låg och interferens med andra apparater som drivs på nära håll är osannolik.

När kamerasystemet arbetar samtidigt med andra system, bör det dock inte försummas att möjligheten till störningar i systemet eller med andra system finns.

Av denna anledning bör man se till att systemet inte är direkt bredvid eller ovanpå ett annat system.

För att undvika högfrekvent störning bör man respektera ett avstånd på minst en meter mellan bärbara och mobila HF-telekommunikationsenheter.

### **Placering av bruksanvisning**

Bruksanvisningen är en viktig del av läskamerasystemet, förvara den på en säker plats för framtida användande.

### **Produktbeskrivning**

Mezzo vario är ett elektroniskt förstörings system som förstorar text och bilder.

Det kan användas kontinuerligt för privat och professionellt bruk. Text och bilder visas från den integrerade kameran på monitorn.

- Det mobila och kompakta systemet mezzo vario visar knivskarpa bilder i HD+kvalite (1366 x 768 pixels).
- Förstoringsgraden är mellan 1x to 100x by
- Tack vara den lätt manövrerade monitorn ( 3 lägen) kan användaren alltid läsa i den mest ergonomiska positionen.

### **Medicintekniskt hjälpmedel**

Detta förstöring systemet har klassificerats som ett Medicinteknisk hjälpmedel, klass I enligt 93/42 / EEG, annex IX, standard 12.

### **Syfte**

Detta elektroniska förstörings system är ett medicintekniskt hjälpmedel för att hjälpa till med läsningen och förstöring av tryckt text och bilder. Synskadade kan kompensera för förlust av synskärpan genom att använda detta system.

## **Säkerhets föreskrifter.**

Mezzo vario får endast användas inomhus.

Anslut inte mezzo vario till en elektrisk krets som också används för något livupprätthållande eller stödsystem.

Öppningarna i höljet är till för att säkerställa optimal kylning och får inte täckas.

## **Försiktighetsåtgärder efter förändring av prestandan på systemet**

Stoppa användandet om tekniska eller prestanda ändringar sker.

Stäng av systemet och koppla ifrån systemet från eluttag,

Kontakta din återförsäljare.

## **Installation och återvinning**

Denna enhet kan återinföras efter att ha fått tekniskt underhåll , säkerhets genomgång och rengöring av utbildad personal.

## **Kraftaggregat**

Använd endast det kraftaggregat som är inkluderat vid leverans.

**Varning: Användning av annan utrustning kan leda till en ökad elektromagnetisk strålning och eller en produktskada.**

## **Säkerhetsinstruktioner**

Respektera följande:

1. Anslut inte nätadaptern till ett felaktigt eluttag. Om du gör det kan det orsaka elektriska stötar eller starta en brand.
2. Rör inte nätadaptern med våta händer.
3. Använd endast det aggregat som ingår till produkten vid leverans, annan produkt kan skada produkten.
4. Använd endast det batteri som är till för systemet (extra tillbehör)
5. Utsätt inte systemet för direkt solljus eller för mycket varm eller kall miljö, eftersom detta kan skada bildkvaliteten.
6. Använd inte systemet i miljöer under +5°C eller över +40°C.
7. Inga vätskor får användas på systemet, använd endast systemet i torra miljöer.
8. Häng inte på monitorn, peka inte på skärmen med föremål eller andra tyngre föremål som kan skada detsamma.
9. Vid öppnande av systemet eller försök till reparation kommer garanti upphöra. Detta får endast göras av auktoriserad personal.

## **Leverans innehåll**

- Läskamerasystem mezzo vario
- Kraftaggregat 12V DC / 5000mA
- Nätsladd
- Bruksanvisning

## **Tillval**

- Mobilitets paket (batteri och bärväska)
- xy-bord

## **Service anvisningar**

Endast av Nordiceye auktoriserad personal (anställd hos eller auktoriserad av denne) har rätt att utföra Service på systemet. All garanti upphör om försök till service utförs av icke – auktoriserad personal.

Behöver ditt system service kontakta din Syncentral alternativ Nordiceye.

## **Skötsel/Rengöring**

Stäng alltid av systemet och dra ur kontakt från vägguttag före rengöring av systemet. Använd putsduk avsedd för skärm eller annan mjuk ludd fri trasa. Vid normal rengöring räcker det med en mycket lätt fuktad trasa och eventuellt lite diskmedel för hårdare smuts.

## **Rekonditionering**

Vid rekonditionering av systemet är det också lämpligt att använda ytdesinfektionsmedel som är alkoholbaserat . För ytterligare instruktioner kontakta Nordiceye. Det finns också en bilaga i anbudet som stipulerar rekommendationer för rengöring.

## **Allergi framkallande material**


Enheten innehåller inte några material som framkallar allergi.




## II. Instruktioner för läskamera system mezzo vario

### Installation av systemet

Ditt läskamera system blir oftast upppackat och installerat av auktoriserad personal. Se till att det finns ett stabilt och bra bord där produkten kan ställas på. Nedan följer installationsanvisning





- Sammanslagen mezzo för transport.



- Lyft monitorarmen till upprätt tills den klickar i läge.




För att placera monitor i önskad position, lossa på låsvredet genom att dra ut den och sedan vrida.



### Anslutning av enheten


Anslut strömförsörjningen till väggväggtaget och anslut adaptorns sladd till DC12V strömuttaget som sitter bottenplattan av mezzo Vario.

När enheten är inkopplad, är den klar att användas.




### Anpassning av monitor


På grund av bildskärmens teknik kan kontrast och ljusstyrka ändras beroende på betraktningvinkeln. Den mycket flexibla tredimensionella monitorarmen möjliggör för användaren att hitta sin bästa ergonomiska förutsättning.



Monitorn kan flyttas upp och ner.




Monitorn kan roteras 90 grader motsols för att göra kolumn läsning enklare. Bilden justeras automatiskt till monitorns position.





Monitor kan tiltas upp och ner



## Beskrivning av knappar på bas plattan




### På/Av (power)


-  Genom att trycka på den gula knappen startas systemet, samma knapp stänger av systemet.
-  **Notering:** Om det inte är någon belysning som går på efter start av system, tryck på knappen ljust, om det fortfarande inte är någon belysning, gör en extra kontroll av att kraftaggregats kabel är korrekt isatt och att det finns ström i vägguttaget.

### Belysning Av/På/Dimmer

- 
  - Skifta mellan full belysning och dimmad belysning genom att trycka på den svarta knappen snabbt.
- 
  - Slå av belysning helt genom att trycka på den svarta knappen och håll den nedtryckt någon sekund.
  - Slå på belysningen igen genom ett snabbt tryck på den svarta knappen
- **Notering:** Systemet startar alltid med MAX belysning på
- **Indikator för laddningsbart batteri**

 Är endast i drift i samband med att det inbyggda batteriet är insatt .

## Kontrollpanel på monitor



### Vänster knapp:

#### Färg val.

Genom att vrida färgläge val-knappen från vänster till höger följande färglägen kan väljas:



- Position 1: full färg
- Position 2: svart text, vit bakgrund
- Position 3: vit text svart bakgrund
- Position 4: grön text, svart bakgrund
- Position 5: gul text, svart bakgrund
- Position 6: gul text, blå bakgrund

Det valda färgläget visas tillfälligt på den nedre delen av skärmen (när det är aktiverat).


**Note:** Ovannämnda färgkombinationer gäller från fabriksinställningarna. Däremot kan användaren reducera dessa färgkombinationer i användarmenyn.

#### Meny val Av/På

När du trycker på den vänstra knappen i ca. 2 sekunder kommer en meny visas på skärmen. Tryck och håll ca. 2 sekunder, tills menyn försvinner.

### Mitten Knapp:

#### Justering av förstoring



Genom att vrida på mittknappen (från vänster till höger) kan text och bilder zoomas in och ut kontinuerligt. Förstoringområde är från ca. 1x till 100x, men det är beroende av avståndet mellan kameran och objektet som ska visas.

Den sista förstoringen memoreras och visas när du slår på mezzo vario igen.

**Notering :** Kameran är utrustad med autofokus. När du vrider på mittknappen för maximal förstoring, ska föremål med en höjd på ca. 7 cm ska visas kraftigt. Skärpa kan förbättras på den inre menyn eller när du byter till konstgjorda färger.

### **Autofokus På/Av**

Genom att trycka och släppa den centrala ("Zoom") knappen kan du aktivera / avaktivera automatisk fokus. Genom att ha autofokus aktiverad så justerar kameran bildens skärpa automatiskt

### **Överblicks läge (Sök kors)**


När du läser med en högre förstoringsgrad och vill veta vilken del av pappret du har nått kan översiktsläget hjälpa dig. Tryck på mittknappen i ca 2 sekunder och du får en utzoomad bild av det du tittar på . Ett blekt kors kommer att visa vilken del som är förstord . Så fort du släpper mittknappen kommer man tillbaka till ursprungliga förstoringsgraden.

### **Höger knapp:**

#### **Automatisk färg mättnad**

Ljus och färg mättnad justeras automatiskt, färger visas enligt original.

### **Kontrast / Ljus**



Genom att vrida på knappen till höger kan ljus och kontrast justeras.

### **Kuliss och referens linje**

Genom att trycka på denna knapp, aktiveras funktionen referens och kuliss, tryck på samma knapp genom och funktionen avaktiveras.

### **Start-up mezzo vario**

### **Nät drift**

Kontrollera att kraftaggregatet är kopplat till vägguttag och till 12VDC på enheten.

### **På**

Tryck på På/ Av knappen på enheten. När mezzo vario och basplattan är tänd kan du lägga en sida eller ett föremål på bordet.

Alla de valfria inställningarna - till exempel zoom, färg eller Ljusstyrka kan justeras individuellt.



## Av

Stäng av enheten genom att trycka på På/AV knappen.

## Minne för inställningar



När du stänger av din Mezzo Vario efter användning sparas de sist använda inställningarna automatiskt. Mezzo Vario kommer att återvända till dessa när den sätts på igen. Det kan ta mellan 5-15 sekunder för inställningarna att sparas mellan avstängning/påsättning av systemet så vänta alltid minst 15 sekunder mellan avstängning och påsättning. Likaså ska du vänta 5-15 sekunder efter att du gjort dina sista inställningar på Mezzo Vario innan du stänger av om du vill att systemet startar i senast inställda läge.

## Byte av belysning

Kamerasystemet är utrustat med en högeffekts LED belysning. Byte av lampan bör endast göras av utbildad personal

### Viktigt.

**Använd endast nätaggregatet som ingår i leveransen. Användning av annat nätaggregat gör garantin ogiltig.**



## Mobilitets paket // användning av batteri

Ett mobilitetspaket ( Batteri och bärväska inkl. bärrem) kan beställas separat.

## Handhavande av laddningsbart batteri

**Notering :För att säkerställa en lång livslängd på det uppladdningsbara batteriet måste du följa instruktionerna för laddning och drift av batteriet:**


- Batteriet är endast fulladdat först när den gula laddningslampan släcks.
- Om enheten inte kommer att bli använd på en längre tid, ladda batteriet fullt. Även om enheten är avstängd kan batteriet laddas ur. Total urladdning kan skada batteriet.

## Byte av batteri

- Du får endast använda originalbatteri
- Utbytesbatteri kan beställas via din återförsäljare  
Artikel nummer: (MEZVARAK)
- Användning av andra laddningsbara batterier kan skada systemet. Alla Garantier

för mezzo Vario ogiltigförklaras.

- Om du vill byta batteri, ta ut det först genom att dra ut och sätt i det nya batteriet tills du känner att det låser.



## Användning av batteri

- Kraftaggregat ska inte vara inkopplat
- Tryck på Av/På knappen i ca 1 sekund, enheten är sedan klar för användning.
- Efter att systemet har startats, kommer batteri indikatorn att visas på monitorn under ca 6 sekunder.
- Om batteri indikatorn blinkar så är batteriet tomt och behöver laddas, det är några minuter kvar innan systemet kommer att stänga av sig självt.

## Batteri laddning

- När batteri indikatorn har blinkat och systemet har stängt av sig självt.
- Sätt i sladden från kraftaggregatet
- Batteriet laddas, gul lampa tänds.
- När batteriet är fulladdad, släcks den gula lampan.
- Enheten kan åter igen användas i batteriläge.
- Enheten kan användas normalt även när batteriet laddas.

## Drifttid med fulladdat batteri

- Med 16 " monitor. Ca 2,5 timmar, beroende på belysningen .
- Med 19" monitor, Ca 2 timmar, beroende på belysningen .
- Laddnings tid är ca 3,5 timmar , efter att batteriet är helt tomt.

## Ansvar för fel på batteriet

Batterierna är föremål för slitage och därmed undantagna från ansvar.

## Beskrivning av menyinställningarna


### Meny val



Håll inne färgvals knappen i ca 2 sekunder tills en meny kommer fram på skärmen.

Huvud meny	
Brighness	+10
Contrast	+50
Color Saturation	- 30
Ruler / Mask	Av
Ruler / Mask settings	
AF Mode	Continious /Zoom
Reset to factory settings	
Recall User settings	
Advanced settings	
Exit	

## Justera menyinställningar



Vrid på mittenknappen för att förflytta i menyer. Tryck på mitten knappen för att öppna ett menyval. Vrid på zoomknappen för att ändra ett menyval. Tryck på zoomknappen för att bekräfta ett val i menyn. Navigera till avsluta för att komma ur menysystemet eller tryck på färgknappen i ca 2 sekunder.

## Förklaring av meny innehåll.

Main manu	← Meny Nivå 1
Advanced settings	← Meny Nivå 2
Special settings	← Meny Nivå 3
Customixe buttons	← Meny Nivå 4
Function	<b>Justeringområde</b>

## Meny inställningar

Main meny	
Brighness	<b>Justeringområde ljus -50 till +50</b>
Contrast	<b>Justeringområde kontast -50 till +50</b>
Color saturation	<b>Justeringområde färg mättnad -50 till +50</b>
Ruler / mask	<b>OFF</b>   avaktiverar referene / kuliss <b>Ruler</b>   Aktiverar referenslinje <b>Mask</b>   Aktiverar kuliss

<b>Main Menu</b>	
<b>Ruler / Mask Settings</b>	
<b>Ruler / Mask</b>	<b>OFF</b>   Avaktiverar referenslinje / kuliss <b>Ruler</b>   Aktiverar referenslinje <b>Mask</b>   Aktiverar kuliss
<b>Ruler Position</b>	<b>0 to 100</b>   justerar referenslinje position
<b>Mask Position</b>	<b>0 to 100</b>   justerar kuliss
<b>Ruler Mode</b>	<b>Horizontal</b>   referenslinje horisontellt <b>Vertical</b>   referenslinje vertikalt
<b>Mask Mode</b>	<b>Left/Right</b>   kuliss vänster/ höger max 50% <b>Top/Bottom</b>   Kuliss över/nedre max 50% <b>Left/Right FS</b>   Kuliss vänster / höger; upp till 90% <b>Top/Bottom FS</b>   Kuliss övre /nedre; <b>Full-Screen</b>   Kuliss hela skärmen.
<b>Mask Transparency</b>	<b>50%   25 %   0%</b> (Genomskinlighet)

<b>Main Menu</b>	
<b>Ruler / Mask Settings</b>	
<b>Ruler Color</b>	
<b>Red</b>	justeringsområde 0 till 31 (röd)
<b>Green</b>	justeringsområde 0 till 31 ( Grön)
<b>Blue</b>	Justeringsområde 0 till 31 ( Blå)
<b>Return</b>	

<b>Main Menu</b>	
<b>AF Mode</b>	Kontinuerlig zoom, Autofokus
<b>Reset to Factory Settings</b>	Återställer fabriksinställningar
<b>Recall User Settings</b>	Återställer egna inställningar
<b>Advanced Settings</b>	<i>Avancerade inställningar</i>
<b>Exit</b>	

<b>Overview:</b>	<b>Advanced Settings</b>
	<b>Color Combination Setup</b> ( Färg kombinationer inställningar)
	<b>Anti Reflection Mode</b> (Anti Reflektion Läge) <b>Auto (5)</b>
	<b>Monitor Brightness</b> ( ljus) <b>100</b>
	<b>Language</b> (språk) <b>English</b>
	<b>Perform White Balance</b> (Vit balans)
	<b>White Balance Mode</b> (Vit balans läge) <b>Auto</b>
	<b>Sharpness Settings</b> (skärpa inställningar)
	<b>OSD Messages</b> (Meddelande på skärm) <b>OFF</b>
	<b>Special Settings</b> ( Special inställningar)
	<b>Return</b> ( Återgår)
<b>Main Menu</b>	
<b>Advanced Settings</b>	
<b>Color Combination Setup</b>	
<b>Color Combination 1-6</b>	
<b>Mode</b>	<b>Disabled   Full Color   Grayscale   False Color</b>
<b>Foreground</b>	<b>Black   Red   Green   Blue   Yellow   Magenta   Cyan   White   User 1   User 2</b>
<b>Background</b>	<b>Black   Red   Green   Blue   Yellow   Magenta   Cyan   White   User 1   User 2</b>
<b>Swap Fore-/ Background</b>	Byt plats på färg mellan text och bakgrund
<b>Return</b>	
<b>Main Menu</b>	
<b>Advanced Settings</b>	
<b>Color Combination Setup</b>	
<b>User colors</b>	
<b>User color 1 - Red</b>	<b>justeringsområde 0 till 31 (Röd)</b>
<b>User color 1 - Green</b>	<b>justeringsområde 0 till 31 ( Grön)</b>
<b>User color 1 - Blue</b>	<b>justeringsområde 0 till 31 ( Blå)</b>
<b>User color 2 - Red</b>	<b>justeringsområde 0 till 31 ( Röd)</b>
<b>User color 2 - Green</b>	<b>justeringsområde 0 till 31 ( Grön)</b>
<b>User color 2 - Blue</b>	<b>justeringsområde 0 till 31 ( Blå)</b>
<b>Return</b>	

Main Menu	
Advanced Settings	
Anti Reflection Mode	OFF   ON   Auto (0-9)
Monitor Brightness	Ljus justerbart 37 till 100
Language	English   German   French   Norwegian
Perform White Balance	Utför vitbalans
White Balance Mode	Auto   Tryck en gång

Main Menu	
Advanced Settings	
Sharpness Settings	
Real Color Sharpness	Full färg justerbar 0 - 24
False Color Sharpness	Artificiella färger justerbar 0 - 24
Return	

Main Menu	
Advanced Settings	
OSD Messages	ON   OFF ( Meddelande på skärmen)
Special Settings	
Return	

<b>Overview:</b>	<b>Special Settings</b>
	<b>Zoom Extension</b> (utökad zoom) <b>ON</b>
	<b>Max. Digital Zoom</b> (Max digital zoom) <b>3.5x</b>
	<b>Customize Buttons</b> ( Eegna knappar)
	<b>Store User Settings</b> (spara egna inställningar)
	<b>Recall User Settings</b> (Återställ egna inställningar )
	<b>Reset to Factory Settings</b> (återställ fabriks inställningar)
	<b>Expert Settings</b> (Special inställningar)
	<b>Monitor size</b> <b>19"</b>
	<b>Return</b> ( Gå tillbaka)

Main Menu	
Advanced Settings	
Special Settings	
Zoom Extension	ON   OFF ( utökad förstoringegrad av/på)
Max. Digital Zoom	OFF   justerbar 1,5x till 15x

<b>Main Menu</b>	
<b>Advanced Settings</b>	
<b>Special Settings</b>	
<b>Store User Settings</b>	Sparar egna inställningar
<b>Recall User Settings</b>	Återställer egna inställningar
<b>Reset to Factory Settings</b>	Återställer till fabriksinställningar
<b>Expert Settings</b>	Endast av behörig personal
<b>Monitor size</b>	<b>16"</b>   <b>19"</b>
<b>Return</b>	

## Felsökningsdokumentation - om problem uppstår

<b>Problem</b>	<b>Åtgärd</b>
<b>Mörk bild</b>	
<b>Ingen bild</b>	<p>Är belysning på ?</p> <p>Är belysning på ?</p> <p>Batteri status ?</p> <p>Inkoppling av nät drift ?</p> <p>Justera kontrast &amp; ljus</p>
<b>Inga färger</b>	<p>Är materialet i färg ?</p> <p>Är enheten i färg läge ?</p>
<b>Batteri laddar inte</b>	Kontrollera att sladd är isatt och kontakt
<b>Den gula lampan tänds inte.</b>	till vägguttag.



## Teknisk information - fakta

- **LED monitor:**19" (48cm) eller 16" (41cm), Justerbar i höjddled, lutningsbar , vridbar
- **Kamera:** Förstoringgrad 1x - 100x
- **Upplösning:**1366 x 768 pixels
- **Batteri:** litium polymer batteri, laddningsbart
- **Driftstid batteri :** 2.5h med 16" skärm, 2h med 19" kan skilja beroende på ljusinställningar.

- **Effekt**

Mezzo standby 0.3 W

Mezzo drift utan batteri 23W

Mezzo standby och batteriet laddar 28W

Mezzo drift och batteriet laddar 36W

Mezzo drift utan lampa och batteriet laddar 33W

Mezzo drift utan batteri och utan lampa 20W

- **Laddningstid av batteri** ca 3,5 timme
- **Autofokus:** Kan slås av
- **Färglägen** Full färg, förinställda och individuellt justerbara artificiella färglägen
- **Vikt:** 6,2kg (19")  
5,3kg (16" monitor)
- **Mått (BxHxL):** Utfälld : 45x50x52cm (19") 39x49x49cm(16")  
hopfälld:45x18x52cm (19")39x18x49cm(16")

## Garanti

1. Garanti 24 månader (garantitiden gäller endast inom i Europeiska unionen) mot fabrikationsfel räknat från fakturadatum .
2. Skador som orsakas av felaktig användning eller bristande efterlevnad av bruksanvisningen kommer att resultera i att garantin ogiltigförklaras.
3. Insatser från andra än auktoriserad personal kan leda till ogiltighet av garantin.
4. I garanti ingår inte ljuskällor ,batterier och andra delar som utsätts för slitage.

Om ett garantianspråk är nödvändigt, måste systemet returneras till tillverkaren eller återförsäljare i originalförpackningen ,  
Tillverkaren // återförsäljaren ansvarar inte för kostnaderna för transport, förpackning och försäkring.

Din auktoriserade återförsäljare:

Nordic Eye  
Illervägen 15  
352 45 Växjö  
Phone +46 (0)470 72 98 88



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Type:** mezzo vario

---

**Serial-Number:**

---

**Manufacturer:** Reinecker Vision GmbH

---

**Final examination:**

---

**Power supply:** 100 - 240VAC 50/60 Hz

---

**over plug- in power supply:** 12V DC / 5000mA Type: WT205000

---

**Power consumption:** max. 80 Watt

---

