

Instruktionsblad gällande Kikare

KM-289 2,8x9 Artikelnummer: I-0053

KM-412 4x12 Artikelnummer: I-0058

KM-421 4x10 Artikelnummer: I-0054

KM-616 6x16 Artikelnummer: I-0055

KM-820 8x20 Artikelnummer: I-0056

KM-832 8x32 Artikelnummer: I-0057

OPTICAI 5x21 Artikelnummer: I-0077

Underhåll och skötsel

Du kan torka linsens yta med en mikrofiber duk (av samma sort som används till vanliga glasögon). Kikarens yttre kabinett torkas med mycket lätt fuktad trasa. Använd inga alkoholbaserade rengörings medel eller dylikt på kikaren.

Förvaring

När Du inte använder din kikare bör Du förvara den i sitt fodral. Förvara den torrt och välventilerat. Om kikaren blivit blöt när du använt den – torka då av den varsamt med en vanlig handduk innan förvaring.

Säkerhet

Titta aldrig mot solen med din kikare. Detta kan skada dina ögon. Titta heller aldrig i kikaren medan Du går då Din avståndsbedömning påverkas.

Kontakt

Får du problem eller har frågor om Din kikare. Kontakta Din Syncentral eller oss som levererar dem - Nordiceye.

Nordiceye, Illervägen 15, 35245 Växjö

Telefon: 0470-729888 alternativt Mail: info@nordiceye.eu